

## IKA Hotplate Stirrer 가열 자력 교반기, RCT digital

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S07-05-100	25004601	RCT Digital	20 L	2,420,000

- 통합된 타이머 및 카운터 기능은 민감한 반응 제어를 지원
- 온도 및 속도를 LCD로 표시 (내화학성을 가진 강화 유리 사용)
- USB를 통한 펌웨어 업데이트로 기능 업데이트 가능
- PT1000 온도 센서 기본 포함
- Timer / Counter 기능 내장
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP42)
- IKA

Cat. No.	S07-05-100
Type	RCT Digital
Stirring Quantity(H <sub>2</sub> O)	20 L
Speed / Temp. Display	LCD
Speed Range	50 ~ 1500 rpm
Stirring Bar Length Min./Max.	30mm / 80mm
Heat Output	600 W
Heating Rate	7 K/min (1L H <sub>2</sub> O in H1500)
Heating Temperature Range	RT-310 °C
Adjustable Safety Circuit	50 °C ~ 370 °C
External Temperature Sensor	PT1000, ETS-D5, ETS-D6 w/ ext. PT1000 : 0.5 ±K
Heat Control Accuracy	w/ ETS-D5 : 0.5 ±K
	w/ ETS-D6 : 0.2 ±K
Plate Material	Aluminium Alloy
Size (본체 W x D x H / Plate)	160 x 270 x 85 mm / Ø 135 mm
Power	220 - 230 V, 50/60 Hz



CE



PT1000.60

- IKA Optional Accessory는 642 ~ 643 Page 참조

## IKA Hotplate Stirrer 가열 자력 교반기, RCT 5 digital

Cat. No.	Model	Type	용량	EA Price ₩
S07-05-571	20002704	RCT 5 digital	20 L	2,100,000

- 800W의 열출력량으로 기존 제품보다 우수한 성능
- 흰색의 세라믹 코팅된 Plate로 긁힘 방지
- RCT 5 Digital은 공간 극대화를 위한 사각 모양의 Plate
- PT1000 온도 센서 기본 포함
- Interval Mode, 점도 변화 측정, 타이머 기능
- Protection class acc. to DIN EN 60529 (IP42)
- IKA

Cat. No.	S07-05-571	
Type	RCT 5 digital	
Stirring Quantity(H <sub>2</sub> O)	20 L	
Speed / Temp. Display	LCD	
Speed Range	50 ~ 1500 rpm	
Setting Accuracy Speed	10 rpm	
Stirring Bar Length Min./Max.	20mm / 80mm	
Heat Output	850W	
Heating Rate	7K/min	
Heating Temperature Range	RT-310°C	
Setting Resolution	1 K	
External Temperature Sensor	PT1000, ETS-D5, ETS-D6 w/ ext. PT1000 : 0.5 ±K	
Heat Control Accuracy	w/ ETS-D5 : 0.5 ±K	
	w/ ETS-D6 : 0.2 ±K	
Plate Material	Aluminium w/Ceramic Coating	
Size (mm)	Plate (w x d)	137 x 137 mm
	본체 (w x d x h)	160 x 270 x 85 mm / 2.6 kg
Power	220 - 230 V, 50/60 Hz	



CE



PT1000.60

- IKA Optional Accessory는 642 ~ 643 Page 참조